

Vejledning i fremstilling af et mikroskopisk præparat:

Du skal bruge:

- mikroskop
- objektglas
- dækglas
- pipette
- evt. pincet
- vand
- materialet, der skal laves et præparat fra (for eks.: hår, mos, pollen, gær, løg, gulerod)



1 objektglas



2 pincet



3 pipette



4 dækglas

Det skal du gøre:

- Læg materialet på et objektglas (1). Brug evt. pincetten. (2)
- Dryp en dråbe vand på objektglasset med pipetten (3)
- Læg forsigtigt dækglasset over.(4)

